

Instrukcja pobierania i transportu kału do badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/ Shigella.

1. Do badania do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć 3 próbki kału zebrane z trzech kolejnych dni na wymazówce z podłożem transportowym.

UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!

2. Sposób pobierania próbki kału na zestaw transportowy (wymazówka).

- Kał oddać do wyparzonego lub jednorazowego naczynia.
 - Otworzyć pakiet, wyjąć pałeczkę zakończoną wacikiem, trzymając za korek włożyć pałeczkę do kału i pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału, tak aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku. **Jeśli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta.**
 - Kał znajdujący się na waciku należy przenieść do próbki z podłożem transportowym, docisnąć korek i szczelnie zamknąć.
 - Wypełnić etykietę na wymazówce nazwiskiem, datą i godziną pobrania materiału.
 - Podobnie postąpić drugiego i trzeciego dnia.
 - Pobrane próbki przechowywać w temperaturze (2-8)°C.
3. Wymazówki z materiałem pobranym do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku i dostarczyć do laboratorium wszystkie razem trzeciego dnia (najpóźniej czwartego).
 4. Wypełnić czytelnie druk „Zlecenia na wykonanie badania kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella” (dostępny w laboratorium lub na stronie internetowej PSSE w Pile)

Przyjmowanie materiału do badań : poniedziałek – czwartek w godz. 8.00-12.00

Odbiór wyników badań osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.30

.....