







Instrukcja pobierania i transportu próbek kału w kierunku nosicielstwa pałeczek z rodzaju Salmonella/Shigella

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje 3 próbki kału zebrane z trzech kolejnych dni na wymazówki z podłożem transportowym .

Kupić trzy wymazówki z podłożem transportowym (do nabycia w PSSE Międzychód).Próbki pobrać według następującego schematu:



DZIEŃ 1 – wymazówka nr 1	DZIEŃ 2 – wymazówka nr 2	DZIEŃ 3 – wymazówka nr 3	
<ul style="list-style-type: none">• kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku• za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku.			
			
			
<ul style="list-style-type: none">• jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta.• wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania.• pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8°C). NIE ZAMRAŻAĆ!			

Wymarówki do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku i dostarczyć wszystkie razem trzeciego dnia .

Wypełnić czytelnie i dokładnie Zlecenie na badanie dostępne na stronie internetowej PSSE w Międzychodzie. Wyniki można odebrać osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną.

Po otrzymaniu wyników należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.