

Instrukcja obsługi programu PulsoCare dla POZ

Zmiany w systemie PulsoCare

Aktywne zachęcanie pacjentów do przystąpienia do programu PulsoCare oraz motywowanie ich do regularnego wykonywania badań, będzie wiązało się z gratyfikacją finansową dla lekarza. Personel lekarski POZ ma możliwość generowania raportów dotyczących pacjentów, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i do których wystawiono pulsoksymetr w ramach programu.

Lekarz pracujący powinien wykonać telefon do pacjenta, aby przedstawić mu:

- założenia opieki w ramach programu PulsoCare,
- korzyści wynikające z regularnego dokonywania pomiarów pulsoksymetrem.

Istotne jest, aby uświadaczać pacjentów, że dobre samopoczucie nie zawsze jest równoznaczne z dobrym stanem zdrowia, gdyż w przebiegu COVID-19 często dochodzi do ukrytej hipoksji (niedotlenienia), która stanowi zagrożenie życia.

Lekarz powinien przypisać pacjenta w aplikacji DOM Doctor do swojego konta. Kiedy pacjent będzie aktywny w programie, co oznacza, że przez co najmniej 5 z 7 kolejnych dni w okresie izolacji, co najmniej 2 razy dziennie dokona pomiaru i wprowadzi dane do systemu, lekarz otrzyma rekompensatę finansową za opiekę nad pacjentem.



5 dni



2 pomiary
/dzień


Czym jest PulsoCare?

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) wdrożyliśmy program PulsoCare mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. PulsoCare to system do zdalnego monitorowania i oceny stanu zdrowia pacjentów z COVID-19 pozostających w izolacji domowej (w tym wypisanych ze szpitala). System opiera się na regularnych pomiarach poziomu saturacji (wysycenia krwi tlenem), tętna, ciepłoty ciała oraz liczby oddechów. Do pomiarów saturacji i tętna wykorzystywany będzie pulsoksymetr dostarczony **kazdemu zakwalifikowanemu pacjentowi** do udziału w programie PulsoCare.

Głównym celem programu jest ograniczenie śmiertelności związanej z COVID-19 poprzez zdalny monitoring stanu zdrowia pacjenta, który ogranicza ryzyko zbyt późnej reakcji na pogorszenie ich stanu zdrowia, wymagającego skierowania do leczenia szpitalnego.

Jak dołączyć do programu PulsoCare?

Każdy lekarz POZ może bezpłatnie korzystać z programu PulsoCare, gdzie rejestracja jest prowadzona przez Kierowników przychodni. Zapytaj przełożonego o **login i hasło** do platformy Domowa Opieka Medyczna, a następnie zaloguj się na **dom.mz.gov.pl** gdzie znajdziesz krótką instrukcję obsługi systemu





Monitorowanie Pacjentów

Podstawowym widokiem w systemie dla lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej będzie lista **wprowadzonych przez niego** do systemu pacjentów, na której widoczne są podstawowe dane osobowe wraz z teled adresowymi oraz data rozpoznania COVID-19.

Domowa Opieka Medyczna
Witryna Lekarza

Login: LPOZ123456789
Lekarz

Lista pacjentów

Jan Kowal Szukaj

Wybierz POZ: POZ 1 we Wrocławiu

Wybierz urządzenie pomiarowe: Wszystkie

Alert	Status	Urząd.	Nazwisko	Imię	PESEL	Nr. telefonu	Kod pocztowy	Miejscowość	Adres	Data	Ostatni pomiar
Alert	Teleporada	Smartwatch	Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.10.2020	24.10.2020
Alert	Teleporada	Smartwatch	Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowal	Paweł	61100112578	695 555 111		Brzeg	Opolska 12/6	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowal	Paweł	61100112578	695 555 111	50-115	Brzeg	Opolska 12/6	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowalski	Jan	94072802239	693 555 321	52-226	Wrocław	Wybickiego 41/5	24.10.2020	24.10.2020
	Teleporada	Smartwatch	Kowalewska	Agnieszka	77041112437	508 555 456	52-211	Wrocław	Śląska 18	24.10.2020	24.10.2020

Podczas udzielanej teleporady lekarz POZ może łatwo odszukać swojego pacjenta (wykorzystując PESEL oraz nr telefonu), a następnie przejrzeć dotychczas zebrane wyniki i porównać ze zgłaszanymi objawami. Należy podkreślić, iż **każdy wykonujący pomiary pacjent jest objęty całodobowym monitoringiem dyspozytorni medycznej PZU Zdrowie**, która w razie wykrycia pogorszenia stanu zdrowia wymagającego hospitalizacji skontaktuje się z Pacjentem. **Jeżeli pacjent pomimo kwalifikacji do programu nie wykonuje pomiarów, zapytaj dlaczego tego nie robi! Uświadom pacjentowi konieczność wykonywania pomiarów.**

Domowa Opieka Medyczna
Witryna Lekarza

Login: LPOZ123456789
Lekarz

Jan Kowalski Alert medyczny

Przeeglądane przez: 5 osób

Status: Zlecono teleporadę Kategoria ryzyka: Wysokie pulmonologiczne (Aut.)

Pomiary Dane medyczne Dane podstawowe Uwagi Historia Ustawienia

Pierwszy pomiar: 29.10.2020 Wybierz program: Pulsoksymetr Odśwież

Data	Saturacja	Tętno [bpm]	Temperatur	Oddechy [min]
23.10.2020 12:30	92%	86	37,5 °C	34
23.10.2020 11:22	92%	86	38,2 °C	34
22.10.2020 10:44	94%	70	37,5 °C	41
21.10.2020 11:30	97%	68	36,7 °C	30
21.10.2020 12:30	97%	70	36,6 °C	30
20.10.2020 13:30	97%	70	36,6 °C	30
19.10.2020 12:30	88%	86	39,1 °C	40
21.10.2020 12:30	97%	70	36,6 °C	30
20.10.2020 13:30	97%	70	36,6 °C	30
19.10.2020 12:30	88%	86	39,1 °C	40

Przeładowanie: 5 na stronie

Saturacja 92%

Tętno 86

Temperatura ciała 37,5 °C

Oddechy na minutę 36

Objawy: Trudności w nabraniu powietrza, Kaszel

Inne objawy: Zawroty głowy, Ból pleców

Zadzwoń Video rozmowa Wiadomość Zaplanuj teleporadę



Przeglądanie listy pacjentów

Pierwszym ekranem po zalogowaniu będzie lista Pacjentów, którzy zostali dodani do systemu przez zalogowanego lekarza. Po pierwszym zalogowaniu ta lista będzie pusta i będzie możliwość dodania nowego Pacjenta do systemu.

Aplikacja prezentuje listę pacjentów dodanych do systemu przez zalogowanego lekarza.

Na liście znajdują się informacje:

- Imię i nazwisko Pacjenta
- PESEL
- Data wykonania ostatniego pomiaru



Istnieje także możliwość wyszukiwania konkretnego pacjenta poprzez PESEL lub imię i nazwisko.

Dodawanie nowego pacjenta

W celu dodania nowego Pacjenta do systemu należy kliknąć przycisk DODAJ PACJENTA na ekranie listy Pacjentów.

W celu dodania Pacjenta należy wypełnić formularz i kliknąć przycisk DODAJ PACJENTA.

Po zatwierdzeniu aplikacja wróci do ekranu prezentującego listę dodanych Pacjentów.



Lekarz może sprawdzić, czy pacjent po otrzymaniu pulsoksymetru robi regularne badania i wysyła je do systemu

Jeżeli w systemie wyniki badań pacjenta nie są widoczne, można się z nim skontaktować telefonicznie.

9:41

< Cofnij

Jan Kowalski

Zlecono teleporadę

Zadzwoń Video Wiadomość Zaplanuj teleporadę

Wysoka pulmonologiczna

Dane pacjenta **Pomiary** Ustawienia

Wybierz program

Pulsoksymetr

Rodzaj podglądu:

23.10.2020 12:30	
Saturacja	Tętno
90 %	70 BPM
Temperatura	Cz. oddechów
38.2 °C	36 / min

23.10.2020 12:30	
Saturacja	Tętno
90 %	70 BPM
Temperatura	Cz. oddechów
38.2 °C	36 / min

23.10.2020 12:30	
Saturacja	Tętno
90 %	70 BPM
Temperatura	Cz. oddechów
38.2 °C	36 / min

23.10.2020 12:30	
Saturacja	Tętno
90 %	70 BPM
Temperatura	Cz. oddechów
38.2 °C	36 / min

9:41

< Cofnij

Jan Kowalski

Zlecono teleporadę

Zadzwoń Video Wiadomość Zaplanuj teleporadę

Wysoka pulmonologiczna

Dane pacjenta **Pomiary** Ustawienia

Dane podstawowe

PESEL	Imię kontaktowej
94072802239	Janina
Wiek	Nazwisko osoby kontaktowej
36	Kowalska
Płeć	Numer telefonu osoby kont.
Mężczyzna	520846123
Numer telefonu	Czy przebywa samotnie?
605561234	TAK
Adres pobytu	Data rozpoznania COVID
Wysockiego 43/5	24.10.2020

Wsparcie dla lekarzy POZ w związku z programem aktywizacji pacjentów 55+:

wsparciepoz@holo4med.com

