

SCHEMAT POBORU PRÓBEK KAŁU DO BADANIA NA NOSICIELSTWO DO PROBÓWEK Z PODŁOŻEM TRANSPORTOWYM I DO STERYLNEGO POJEMNICZKA NA KAŁ

Próbki kału należy pobierać przez trzy kolejne dni i do momentu dostarczenia ich do punktu przyjmowania próbek przechowywać w temperaturze lodówki:

- w pierwszym dniu próbkę kału należy pobrać do próbówki z podłożem transportowym
 - w drugim dniu próbkę należy pobrać również do próbówki z podłożem transportowym lub do sterylnego pojemniczka na kał
 - trzecią próbkę należy pobrać do sterylnego pojemniczka na kał w dniu przyjęcia próbek do laboratorium.
- Wszystkie 3 próbki dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.

Wypełnione zlecenie na badanie należy skutecznie zabezpieczyć przed kontaktem z próbkami.

PAŁECZKA DO POBIERANIA WYMAZÓW Z PODŁOŻEM TRANSPORTOWYM

Sposób użycia:

1. Wyjąć pałeczkę wymazową z próbówki.
2. Umieścić koniec pałeczki w świeżym kale, pobrać niewielką ilość kału odpowiadającą wielkości ziarna grochu.
3. Umieścić pałeczkę z kałem w próbówce z podłożem – wbijając pałeczkę w podłoże.
4. Szczelnie zamknąć próbówkę korkiem.
5. Wpisać na etykietę drukowanymi literami : nazwisko, imię oraz datę i godzinę pobrania próbki.

POBIERANIE PRÓBKII KAŁU DO STERYLNEGO POJEMNICZKA NA KAŁ

Sposób użycia:

1. Wyjąć korek z łopatką z plastikowego pojemniczka na kał .
2. Umieścić koniec łopatki w świeżym kale
3. Trzymając za korek nabrać na łopatkę niewielką ilość kału odpowiadającą wielkości ziarna grochu.
4. Szczelnie zamknąć pojemniczek korkiem.
5. Wpisać na etykietę drukowanymi literami: nazwisko, imię oraz datę i godzinę pobrania próbki.