

Informacje dla zlecającego badanie materiału klinicznego w kierunku patogenów jelitowych

Kał należy oddać do czystego i suchego naczynia i pobrany przy użyciu zestawu do pobierania próbek kału dostępnego w aptekach. W przypadku niemowlęcia próbkę należy pobrać z pieluchy.

- **Wymaz z odbytu** – powinien być pobrany przez przeszkolony personel. W celu pobrania próbki należy wprowadzić wacik wymazówki do odbytu i przez pocieranie błony śluzowej odbytu pobrać materiał. Prawdłowo pobrany wymaz powinien zawierać wyraźny ślad kału. Wymazówkę umieścić następnie w podłożu transportowym, szczelnie zamknąć korkiem. Na wymazówce napisać datę i godzinę pobrania materiału oraz dane pacjenta.
- Pobranie **próbki kału do pojemnika** – za pomocą łopatki z pojemnika transportowego przenieść próbkę kału – wypełnić pojemnik do 1/3 jego wysokości i szczelnie zamknąć pojemnik. W przypadku stolca płynnego pobrać 1 – 2 ml. Opisać pojemnik: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- Pobieranie **wymazu z kału do podłoża transportowego** – wyjąć wymazówkę z pojemnika transportowego tuż przed pobraniem próbki. Wacikiem wymazówki pobrać kał z kilku miejsc (w tym miejsc o zmienionym wyglądzie zawierających krew, śluz, ropę) poprzez włożenie do niego wacika i kilkukrotne obrócenie w kale. Na waciku musi być widoczny kał. Umieścić wymazówkę z pobranym materiałem w próbówce transportowej i szczelnie zamknąć. Podpisać wymazówkę: imię, nazwisko pacjenta, datę i godzinę pobrania próbki.
- W przypadku badań w kierunku *Campylobacter* wymaz z kału pobiera się wyłącznie na podłoże transportowe z węglem.

Próbki kału przeznaczone do badań powinny być przechowywane w temperaturze lodówki i dostarczone do laboratorium w ciągu 24 h. Do badania na obecność patogenów można pobrać wymaz z kału na podłoże transportowe z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych i dostarczone do laboratorium w ciągu 24h (przechowywane i transportowane w warunkach chłodniczych lub temperaturze pokojowej).

Do wymazówek należy dołączyć aktualne zlecenie tj. formularz PO-7.1-01/F5 „**Zlecenie wykonania badań materiału klinicznego**”; druki dostępne są na stronie internetowej i w Punkcie Przyjęcia Próbek

UWAGA

Źle pobrane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badań. Zlecenia powinny być dostarczane oddzielnie, tak by nie miały kontaktu z próbką przeznaczoną do badań. Zlecenia zniszczone (pomięte, poplamione) nie będą przyjmowane.

Informacje dla zlecającego badanie materiału klinicznego w kierunku badań parazytologicznych

- **Kał** należy oddać do czystego i suchego naczynia i pobrać przy użyciu zestawu do pobierania próbek kału dostępnego w aptekach. Za pomocą łopatką z pojemnika transportowego przenieść próbkę kału – wypełnić pojemnik do 1/3 jego wysokości i szczelnie zamknąć pojemnik. W przypadku stolca płynnego pobrać 1 – 2 ml. Materiał pobrać z miejsc o zmienionym wyglądzie zawierających krew, śluz, ropę. Opisać pojemnik: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- Kał dostarczyć do badania jak najszybciej, jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w warunkach chłodniczych do 24h.
- **Wydalone pasożyty jelitowe** - wydalonego pasożyta lub jego fragment umieścić w suchym, czystym pojemniku i zalać niewielką ilością soli fizjologicznej lub wody. Nie używać wody ani formaliny. Szczelnie zamknąć pojemnik. Opisać pojemnik: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki.
- **Wymaz okołodbytniczy – metoda Halla (w kierunku owsików)** – wymaz pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą szklanej bagietki owiniętej celofanem zwilżonym gliceryną, wyjętej z próbówki otrzymanej w laboratorium. Bagietkę należy wyjąć i wymazać nią zewnętrzne fałdy odbytu. Nie należy zdejmować celofanu. Nie wkładać bagietki do odbytu. Po wykonaniu wymazu celofan nie może być ubrudzony kałem. Umieścić szklaną bagietkę w próbówce i szczelnie zamknąć korkiem. Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, jeśli nie jest to możliwe przechowywać w warunkach chłodniczych do 24h.
- **Wymaz okołodbytniczy – metoda Grahama (w kierunku owsików)** – wymaz pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą przylepca celofanowego, otrzymanego w laboratorium. po rozchyleniu pośladków przylepiec stroną klejącą przyłożyć kilkakrotnie w okolicy odbytu. Po pobraniu materiału przylepiec przykleić ponownie na szkiełko podstawowe. Próbkę włożyć do woreczka. Po wykonaniu wymazu przylepiec celofanowy nie może być ubrudzony kałem. Próbkę zabezpieczyć i dostarczyć w laboratorium w ciągu 24h.

Do wymazówek należy dołączyć aktualne zlecenie tj. formularz PO-7.1-01/F5 „**Zlecenie wykonania badań materiału klinicznego**”; druki dostępne są na stronie internetowej i w Punkcie Przyjęcia Próbek

UWAGA

Źle pobrane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badań. Zlecenia powinny być dostarczane oddzielnie, tak by nie miały kontaktu z próbką przeznaczoną do badań. Zlecenia zniszczone (pomięte, poplamione) nie będą przyjmowane.