

### **Pobieranie kału do badań w kierunku pałeczek *Listeria***

- kał pobrać do jałowego pojemnika kałowego w ilości 1/3 wysokości pojemnika i dostarczyć do laboratorium w ciągu 4 godzin od chwili pobrania
- pojemnik opisać nazwiskiem, imieniem, datą i godziną pobrania
- jeżeli nie jest możliwe dostarczenie próbki w ciągu 4 godzin, próbkę należy przechowywać w temp. od +2°C do +8°C i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.