

Pobieranie wymazu z odbytu w kierunku wykrywania enterowirusów

- wymaz pobrać w ciągu pierwszych pięciu dni choroby
- wymaz pobrać jałową wymazówką do probówki z płynem transportowym, przygotowanym przez Pracownię Wirusologii WSSE w Łodzi lub do probówki z gotowym podłożem, przeznaczonym do badań wirusologicznych
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą, godziną pobrania i dostarczyć do laboratorium
- próbkę do 12 godzin od momentu pobrania przechowywać i transportować w temperaturze od +2°C do +8°C
- powyżej 12 godzin, próbkę przechowywać w temperaturze –20°C lub niższej i transportować w stanie zamrożonym.