

Informacje dotyczące materiałów dostarczanych do badań do Laboratorium Diagnostyki Medycznej

I. Badania w kierunku obecności pałeczek *Salmonella*, *Shigella* osób zdrowych (do orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych)

Badanie wykonuje się z trzech próbek kału / wymazów z kału, pobranych w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

Sposób pobrania materiału do badań – kał:

Do pojemnika tzw. kałówki (pojemniki do kupienia w aptece), ze świeżo oddanego kału, należy pobrać grudkę wielkości orzecha laskowego (szpatułką przytwierdzoną do pokrywki pojemnika). Pojemnik z kałem musi być czytelnie opisany z podaniem nazwiska i imienia pacjenta oraz datą pobrania materiału. Do każdej próbki musi zostać dołączony czytelnie wypełniony formularz Zlecenia Jednorazowego na badanie kału w kierunku pałeczek *Salmonella*, *Shigella*.

UWAGA: w celu dostarczenia trzech próbek do badania jednego dnia należy pobrać każdą z próbek kału w okresie trzech kolejno następujących po sobie dni tj.

- próbkę nr 1 należy pobrać pierwszego dnia późnym popołudniem bądź w godzinach wieczornych,
- próbkę nr 2 należy pobrać następnego dnia,
- próbkę nr 3 należy pobrać trzeciego dnia w godzinach wczesno porannych.

Do momentu dostarczenia próbek do Laboratorium Diagnostyki Medycznej próbki należy przechowywać w temperaturze lodówki (2-8°C).

Pobrane w następujący sposób trzy próbki należy trzeciego dnia dostarczyć do Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku. Przestrzeganie powyższych zaleceń jest niezwykle istotne ponieważ od momentu pobrania próbki nr 1 do momentu dostarczenia próbki do laboratorium nie może upłynąć więcej niż **44 godziny**.

Sposób pobrania materiału do badań – wymaz z kału:

Przy pomocy jałowej wymazówki pobrać wymaz ze świeżo oddanego kału. Na wymazówce musi być wyraźny ślad kału. Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym (bez dodatku węgla aktywnego, np. podłoże AMIES, Cary-Blair).

Probówka z podłożem transportowym musi być czytelnie opisana z podaniem nazwiska i imienia pacjenta oraz datą pobrania materiału. Do każdej próbki musi zostać dołączony czytelnie wypełniony formularz Zlecenia Jednorazowego na badanie kału w kierunku pałeczek *Salmonella*, *Shigella*.

UWAGA: w celu dostarczenia trzech próbek do badania jednego dnia należy pobrać każdą z próbek wymazu

z kału w okresie trzech kolejno następujących po sobie dni tj.

- próbkę nr 1 należy pobrać pierwszego dnia późnym popołudniem bądź w godzinach wieczornych,
- próbkę nr 2 należy pobrać następnego dnia,
- próbkę nr 3 należy pobrać trzeciego dnia w godzinach wczesno porannych.

Do momentu dostarczenia próbek do Laboratorium Diagnostyki Medycznej próbki należy przechowywać w temperaturze lodówki (2-8°C). Trzy próbki należy trzeciego dnia dostarczyć do Laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Gdańsku. Przestrzeganie powyższych zaleceń jest niezwykle istotne ponieważ od momentu pobrania próbki nr 1 do momentu dostarczenia próbki do laboratorium nie może upłynąć więcej niż **68 godzin**.