

## ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗБОРУ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА НОСІЯ ПАЛИЧОК ВИДУ SALMONELLA/SHIGELLA

Дослідження для санітарно-епідеміологічних цілей включає три зразки калу, відібрані протягом трьох днів поспіль на тампони із стерильним транспортним середовищем AMIES або STUART. Тампони необхідно купувати в аптеці.

Кал здати в чисту, ошпарену посудину. За допомогою тампона взяти порцію калу з кількох місць стільця так, щоб матеріал був добре помітний на тампоні.

Помістити тампон у пробірку з транспортним середовищем, ретельно закрити, написати ім'я та прізвище особи, у якої відібрано матеріал, а також дату та час забору.

Зберігати зібрані зразки при температурі холодильника (2 –8°C). НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

Відбирати зразки за такою схемою:

ДЕНЬ 1 - тампон № 1

ДЕНЬ 2 - тампон № 2

ДЕНЬ 3 - тампон № 3

Мазки для дослідження повинні бути доставлені в лабораторію всі разом на третій день (найпізніше через 72 години після забору).

Розбірливо та точно заповнити «Замовлення на дослідження» (доступно в лабораторії або на веб-сайті PSSE в м. Гнезно).

### ПРИМІТКА:

Не відбирати кал під час антибіотикотерапії та протягом 7 днів після її завершення.

Якщо зразок не містить достатньої кількості матеріалу, він не буде прийнятий до дослідження.

- За допомогою тампона взяти порцію калу з кількох місць стулу так, щоб матеріал був добре помітний на тампоні.



Kał  
 Wacik z wyraźnym śladem kału  
 Brak śladu kału na waciku  
 Wyraźny śladu kału na waciku  
 Probówka z podłożem transportowym  
 Źle pobrana próbka  
 Dobrze pobrana próbka

Кал  
 Тампон з чітким слідом калу  
 На тампоні немає слідів калу  
 На тампоні виразний слід калу  
 Пробірка з транспортним середовищем  
 Погано зібрана пробірка  
 Добре зібрана пробірка