

Pobieranie kału w kierunku wykrywania rotawirusów, adenowirusów i norowirusów

- kał pobrać szpatułką do jałowego pojemnika kałowego w ilości ok. 1/3 wysokości pojemnika i szczelnie zamknąć
- próbkę opisać nazwiskiem, imieniem, datą i godziną pobrania
- do 8 godzin od momentu pobrania, próbkę przechowywać i transportować w temperaturze od +2°C do +8°C
- powyżej 8 godzin, przechowywać w temperaturze –20°C lub niższej i transportować w stanie zamrożonym.