

Instrukcja:

## **INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I SENSORYCZNYCH**

Do badania przyjmowane są tylko próbki w butelkach odpowiednich do ustalonego wcześniej zakresu badań, które należy odebrać w Laboratorium Badań Wody PSSE w Lesznie, w pokoju nr 23 (II piętro).

Pobrane próbki wody należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej, w ciągu 6 godzin od pobrania. Próbki transportować w warunkach chłodniczych, w temperaturze ok. (2 - 8)°C (np. przy użyciu torby termicznej lub pojemników czy toreb foliowych z lodem, zabezpieczonym w folii).

Pobieranie próbek wody z kranu:

Przed pobraniem próbek usunąć wszelki osprzęt, oczyścić kran i spuścić wodę z kranu swobodnym strumieniem przez ok. 3 min.

Butelki napełniać powoli, całkowicie wodą, aż do przelania i zamknąć szczelnie w taki sposób, aby nie pozostał żaden pęcherzyk powietrza.

**Uwaga:**

- PRÓBKI DO BADAŃ PRZYJMOWANE SĄ OD PONIEDZIAŁKU DO WTORKU W GODZ. 8<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>,
- PRÓBKI WODY ZE STUDNI PRZYJMOWANE SĄ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU
- SPOSÓB POBIERANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKANE WYNIKI BADAŃ
- W PRZYPADKU, GDY ZLECENIODAWCA DOSTARCZA PRÓBKĘ DO BADAŃ, LABORATORIUM NIE ODPOWIADA ZA SPOSÓB POBIERANIA I TRANSPORT PRÓBKI

**Wszelkie odstępstwa i nie zachowanie w/w wymagań i warunków będą odnotowane na formularzu zlecenia oraz na Sprawozdaniu z badań, co może skutkować brakiem akceptacji wyników badań przez Oddziały Nadzoru Inspekcji Sanitarnej.**